


# Regal



## DORELAN TECHNOLOGY



- 1 Tessuto in viscosa e microfibra di poliestere
- 2 Myform Memory Clima
- 3 Tessuto ad alta resistenza
- 4 Fisiomassage
- 5 Molleggio indipendente Soft Touch
- 6 Box Perimetrale
- 7 Myform Extension Extra Soft
- 8 Cotone e microfibra di poliestere

## CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA	
Soft Touch	Rivestimento Edge
Molle indipendenti con Fisiomassage	Sfoderabile
Box Perimetrale	Tessuto in Viscosa e Microfibra di Poliestere
Imbottitura in Myform Memory Clima	Imbottitura in Cotone e Microfibra di Poliestere
Trattamento Fibersan antiacaro	Lavaggio 30°C

### COMFORT



### INDICE TERMICO



### Soft Touch

Sistema caratterizzato da molle indipendenti a stadi progressivi che assicurano una piacevole accoglienza nella prima parte di compressione, per aumentare il sostegno al crescere del peso da supportare.

### Fisiomassage

Sagomatura a zone differenziate dei piani di riposo, realizzata al fine di aumentare la circolazione d'aria tra box e rivestimento migliorando ulteriormente l'accoglienza e il comfort del materasso.

### Rivestimento Edge

Classico nello stile bordato, innovativo nella funzione grazie al particolare posizionamento della cerniera perimetrale che assicura stabilità al rivestimento e solidità al bordo del materasso.

### Tessuto

Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle microfibre di poliestere.

### Trattamento Fibersan

Trattamento naturale a base di lavanda ed eucalipto, inibisce la proliferazione degli acari mantenendo alto il livello d'igiene del rivestimento.

### Imbottitura

La freschezza e la morbidezza del Myform Memory Clima su un lato, si abbinano alla traspirazione del cotone e all'elasticità della microfibra di poliestere sull'altro.

### Sfoderabile

La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un facile e pratico lavaggio.

**CE** Dispositivo Medico CE  
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)